

Výukový materiál vznikl v rámci projektu financovaného z ESF a státního rozpočtu v rámci výzvy OPVK 1.5 Peníze st edním zkolám.

METODICKÝ POKYN

Wordovský dokument ě pracovní list, Testování barviv

- Uitel vizualizuje dokument 0ák m prost ednictvím dataprojektoru.
- Sou asn je 0ák m p edlo0en záznamový arch pro zápis
- Žáci budou k testu pot ebovat: t i misky ur ené k míchání barev, vzorek krátkodobé barvy, vzorek permanentní oxida ní a p írodní barvy, pH indikátor, mikrometr, ochranné rukavice.
- Test lze provézt pro srovnání ve skupinkách (p i pou0ití r zných vzork vlas) nebo ukázkov pro t ídu.
- P i testu bude ov eno, které p ípravky jsou na alkalické a které na kyselé bázi. Dále pak jak ovliv ují jednotlivé typy barviv strukturu vlas . Zda-li je snazzí rozpustit p írodní ervený pigment, nebo syntetický.